



# DORMOSAFE Wärmematte

Patienten sicher und effizient wärmen




Dormosafe kombiniert höchste Sicherheit, einfache Handhabung und ideale Wärmequalität. Die Dormosafe Wärmematte ist die neueste Entwicklung konduktiver Wärmesysteme für die Tiermedizin.





## Heilung beschleunigen

- Aktives Wärmen für eine konstante Körperkerntemperatur
- Reduziert das Risiko von OP-Komplikationen
- Beschleunigt die Aufwachphase und Heilung



## Sicher Operieren

- Integrierter Mikrokontroller regelt die Wärmezufuhr
- Drei Sensoren sichern einen gleichmäßigen Wärmetransfer
- Falsche Patientenlagerung ist ausgeschlossen



# Das Wärmesystem Dormosafe - Maximale Sicherheit für Ihre Patienten!



zu unserem Webshop  
[www.vetvalley.de](http://www.vetvalley.de)



## Dormosafe Soft

- Weiche Matratze
- Effektiver und gleichmäßiger Wärmetransfer
- Optimale Druckverteilung verhindert Dekubitus
- Höchst sicher und flexibel
- Automatische Regelung der Temperatur
- Extrem hygienisch, einfach zu reinigen

Größe S	ca. 45 x 35 x 2cm
Größe L	ca. 60 x 45 x 2cm



## Vorteile gegenüber Warmluftgebläsen



- Keine heiße Luft am Personal
- Einfache Handhabung
- Keine Wegwerfartikel (nachhaltig!)
- Geringere Kosten
- Sehr energieeffizient
- Keine Inkubation von Bakterien
- Geräuschlos

